

琼脂糖凝胶 2B 说明书

中文名称：琼脂糖凝胶 2B

英文名称：Sephарose 2B

CAS 号：9050-94-6

级别：BR

凝胶类型：凝胶过滤填料,凝胶层析介质

结构成分：2%交联度琼脂糖

粒 径：60-200 μ m

工作 PH 值：4-9

操作温度：4-40 $^{\circ}$ C

分离范围：70000 \sim 40 \times 10⁶

性状(以下信息仅供参考): 含 20%的乙醇，底部为乳白色胶体。凝胶要反复使用的话要用纯净水将酒精洗下来，装到层析柱里就可以用了

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适合于分离蛋白、生物大分子复合物、病毒、核酸及多糖、蛋白多糖

保存: 2 \sim 8 $^{\circ}$ C，保质期 5 年