

## 琼脂糖凝胶 4B 说明书

中文名称：琼脂糖凝胶 4B

英文名称：Sepharose 4B

CAS 号：9012-36-6

级别：BR

凝胶类型：凝胶过滤填料,凝胶层析介质

结构成分：4%交联度琼脂糖

粒 径：45-165 $\mu$ m

工作 PH 值：4-9

操作温度：4-40 $^{\circ}$ C

分离范围：70000 $\sim$ 20  $\times$  10<sup>6</sup>

**性状(以下信息仅供参考):** 含 20%的乙醇，底部为乳白色胶体。凝胶要反复使用的话要用纯净水将酒精洗下来，装到层析柱里就可以用了

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适合于分离蛋白及多糖、肽类分子量的测定

保存：2 $\sim$ 8 $^{\circ}$ C