

琼脂糖凝胶 6FF 说明书

中文名称： 琼脂糖凝胶 6FF

英文名称： Sepharose 6FF

级别： BR

凝胶类型： 凝胶过滤填料；快流速，物理与化学性质稳定

产品基质： 6%琼脂糖

粒 径： 45-165 μ m

工作 PH 值： 3-13

操作温度： 4-40℃

分离范围： 10000～4 × 10⁶

性状(以下信息仅供参考)： 含 20%乙醇，底部为胶体。

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)巨大分子，病毒，疫苗的分离纯化等

保存： 2～8℃