

羧甲基琼脂糖凝胶 CL-6B 说明书

中文名称：羧甲基琼脂糖凝胶 CL-6B

英文名称：CM Sepharose CL-6B

其他名称：CM 琼脂糖凝胶 CL-6B

CAS 号：68894-07-5

级别：BR

凝胶类型：离子交换填料，弱酸型

结构成分：6%交联琼脂糖

粒 径： 45-165 μ m

配基基团： carboxymethyl(羧甲基)

总离子交换量： 0.10-0.14mmol/g 凝胶

交换载量： 9.5mg IgG/ml drained medium； 75 mg Bovine COHb/ml
drained medium；

120mg Ribonuclease/ml drained medium

工作 PH 值： 6-12

操作温度： 4-40 $^{\circ}$ C



性状(以下信息仅供参考): 含 20%乙醇，底部为乳白色胶体。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用于各种带阳性电荷生物大分子的浓缩纯化等

保存: 2~8℃