

透析袋 27DM,34MD 说明书

中文名称：透析袋 27DM,34MD

英文名称：Dialysis tubing 27DM,34MD

截留分子量：8000~1.4 万

规格：Φ 21；扁宽 34mm

性状(以下信息仅供参考)：纤维素的，无须特殊处理，用蒸馏水稍作浸泡后即可使用

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)将大分子蛋白质分离出来。在生物大分子制备过程中除去盐、少量有机



溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品

保存：RT