

透析用玻璃纸说明书

中文名称：透析用玻璃纸

英文名称：Dialysis glassine paper

规格：500 张/盒；1m²/张

伸长率：纵向 $\geq 10.0\%$ ；横向 $\geq 20.0\%$

抗黏性： $\geq 70.0\%$ （相对湿度）

PH：6.0~8.0



交货水分： $8 \pm 2.0\%$

含硫量： $\leq 0.03\%$

撕裂指数（纵向）： $\geq 1.0\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$

性状(以下信息仅供参考)： 一张 23-30 克，厚度 2 丝（ $2\mu\text{m}$ ）

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)没有具体分离多少分子量，一般是几万分子量

保存： RT