

## 辛基琼脂糖凝胶 4FF 说明书

中文名称：辛基琼脂糖凝胶 4FF

英文名称：Octyl Sepharose 4FF

CAS 号：68652-09-5

级别：BR

凝胶类型：疏水层析介质

粒 径：45-165 $\mu$ m

工作 PH 值： 3-13

操作温度： 4-40℃

配基偶联量： 5μmol octyl/ml 介质

性状(以下信息仅供参考)： 含 20%乙醇， 底部为乳白色胶体。

用途： 本品仅供科研， 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)疏水性中等， 适合各种蛋白的分离和纯化

保存： 2~8℃