

原色硅胶说明书

中文名称：原色硅胶

英文名称：Silicagel, original color

CAS 号：63231-67-4

分子式： $m\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

级别：AR

干燥失重： $\leq 5.0\%$

水吸附量： $\geq 32.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 玻璃状微带棕色无定形多孔性颗粒或小珠状。为部分水合的二氧化硅。有吸湿性。耐热、耐盐酸、硫酸、硝酸等的浸渍。具高活性,可再生。溶于氢氟酸和强碱溶液,不溶于水

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)吸附剂。脱水剂。有机液体中除去水分。气体干燥剂。

保存: RT