

## 重组蛋白 A 琼脂糖凝胶 FF 说明书

中文名称：重组蛋白 A 琼脂糖凝胶 FF

英文名称：rProtein A Sepharose FF

级别：BR

基质：6%的交联琼脂糖凝胶

配基：重组蛋白 A

配基密度：6mg 重组蛋白 A/ml

吸附载量：25mg 人 IgG/ml

蛋白 A 残留：3-5ng 蛋白 A/mg IgG

颗粒大小：50-160  $\mu$  m

最大流速：300cm/h

pH 范围：3~10

**性状(以下信息仅供参考)：**含 20%乙醇，底部为胶体。具有基团脱落少，结合特异性强的特点

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)可从腹水，血清和细胞培养上清或细胞抽提物中分离和纯化多种哺乳动物不同亚型的抗体或包含抗体 Fc 片段的基因工程重组蛋白



保存：2~8℃