

L-组氨醇二盐酸盐说明书

中文名称：L-组氨醇二盐酸盐

英文名称：L-Histidinol dihydrochloride

其他名称：L(+)-组胺醇二盐酸盐；L-组胺醇双盐酸盐；(S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙醇 二盐酸盐；L-组织氨基酸二盐酸盐；二盐酸-L-组氨醇；二盐酸-L-组织氨基酸；L-组氨醇合二盐酸盐

CAS 号：1596-64-1

$C_6H_{11}N_3O \cdot 2HCl = 214.09$

级别：BR

纯度：≥98.0%

性状(以下信息仅供参考)：粉末或结晶，溶于水 (50 mg/ml)，甲醇 (50 mg/ml)，和二甲基亚砷 DMSO

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)组胺的前体,合成蛋白质的可逆抑制剂

保存：2~8℃