

L-异亮氨酸说明书

中文名称：L-异亮氨酸

英文名称：L-Isoleucinol

其他名称：(2S,3S)-2-氨基-3-甲基-1-戊醇

CAS 号：24629-25-2

$C_6H_{15}NO=117.19$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

比旋光度： $+3.5 \sim +5.5^\circ$

性状(以下信息仅供参考)： 无色或淡黄色液体或固体。熔点 $36 \sim 39$
 $^\circ\text{C}$ 。沸点 97°C 。折光率 $1.457 \sim 1.46$ 。闪点 100°C

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT