

L-缬氨醇说明书

中文名称：L-缬氨醇

英文名称：L-Valinol; (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol

其他名称：(S)-2-氨基-3-甲基-1-丁醇

CAS 号：2026-48-4

$C_5H_{13}NO=103.16$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

熔点： $30\sim 34^{\circ}\text{C}$

比旋光度： $+15\sim +18^{\circ}$ (C=10, EtOH)

折光率： $1.4530\sim 1.4550$

性状(以下信息仅供参考)： 白色结晶粉末。沸点 $80\sim 81^{\circ}\text{C}$ 。不溶于水，溶于有机溶剂。密度： 0.926 。闪点： 78°C

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT