

Na-对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐 说明书

中文名称：Na-对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐

英文名称：TAME； Na-p-Toluenesulfonyl-L-arginine methyl ester

HCl； Tos-Arg-OMe • HCl

其他名称：Na-P-甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐

CAS 号： 1784-03-8

C₁₄H₂₂N₄O₄S • HCl=378.88

级别：BR

含量：≥98.0%

熔点：145~147℃

比旋光度：-13.0~-15.0° (C=2, H₂O)

层析试验：合格

性状(以下信息仅供参考)：白色粉末，溶于水、甲醇

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)胰蛋白酶(trypsin)、凝血酶(thrombin)、血纤维蛋白溶酶(plasmin)和其它蛋白酶的底物



保存：2~8℃，避光