

Na-对甲苯磺酰-L-苯丙氨酸氯甲基酮 说明书

中文名称：Na-对甲苯磺酰-L-苯丙氨酸氯甲基酮

英文名称：TPCK； N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone；
(S)-1-Chloro-3-tosylamido-4-phenyl-2-butanone； (S)-1-Chloro-4-phenyl-
3-tosylamido-2-butanone； Tosyl-L-phenylalanyl-chloromethane

其他名称：L-1,4'-甲基磺酰基-2-苯基乙基氯甲基酮； (S)-1-氯-3-磺酰
胺基-4-苯基-2-丁酮； (S)-1-氯-4-苯基-3-磺酰氨基-2-丁酮； 甲苯磺酰
基-L-氨基联苯氯甲基酮

CAS 号：402-71-1

C17H18ClNO3S=351.84

级别：BR

含量：≥97.0%

熔点：103~107℃（熔程 2℃）

性状(以下信息仅供参考)：白色粉末，溶于乙醇、DMSO

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：2~8℃