

Na-苯甲酰-DL-精氨酸-对硝基酰胺盐 酸盐说明书

中文名称：Na-苯甲酰-DL-精氨酸-对硝基酰胺盐酸盐

英文名称：BAPNA；BANI；Na-Benzoy-DL-Arginine-Pnitroanilide HC1

其他名称：Na-苯甲酰-DL-精氨酸-4-硝基苯胺盐酸盐；盐酸-Na-苯甲酰-DL-精氨酸-4-硝基苯酰胺

CAS 号：911-77-3

$C_{19}H_{22}N_6O_4 \cdot HCl = 434.89$

级别：BR

含量：≥98.0%

吸光值 $A_{1\%1cm}$ ：330~350(315nm, 50%EtOH)

性状(以下信息仅供参考)：黄色结晶粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于胰蛋白酶的发色底物

保存：2~8℃，避光