

胰蛋白酶抑制剂说明书

中文名称：胰蛋白酶抑制剂

英文名称：STI； STBI； Trypsin inhibitor(soybean)

其他名称：胰酶抑制剂

CAS 号：9035-81-8

级别：BR

分子量：~22000

活力: $\geq 4000\text{BAEE u/mg}$

活力定义: 1mg 抑制剂抑制 4000BAEE u 胰蛋白酶所需的酶量

性状(以下信息仅供参考): 浅米黄色或白色结晶粉末，溶于水、生理盐水，不溶于乙醇、丙酮、乙醚

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)能抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶及纤维蛋白溶解酶。用于纤维蛋白溶解现象

保存: 2~8℃，保质期 10 年