

胰凝乳蛋白酶原说明书

中文名称：胰凝乳蛋白酶原

英文名称： α -Chymotrypsinogen A from bovine pancreas

其他名称：糜蛋白酶原

CAS 号：9035-75-0

分子量：25.6kDa

级别：BR

活力： ≥ 1000 units/mg

PH (10mg/ml water) : 3.0~5.0

干燥失重： $\leq 5.0\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色结晶粉末。氨基酸残基 245 个

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)为胰凝乳蛋白酶的前体物质。

保存： 2~8℃