

S-腺甘基蛋氨酸说明书

中文名称：S-腺甘基蛋氨酸

英文名称：AdoMet ; SAM p-toluenesulfonate salt;

其他名称：S-腺苷甲硫氨酸对甲苯磺酸盐；S-腺苷甲硫氨酸对甲苯磺酸盐；S-腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸盐；S-腺苷 L-蛋氨酸对甲苯磺酸盐

CAS 号：17176-17-9

C₁₅H₂₂N₆O₅S • xC₇H₈O₃S=398.44 (free base basis)

级别：BR

含量： $\geq 80.0\%$ (HPLC)

水分： $\leq 6.0\%$

溶剂： $\leq 5.0\%$

性状(以下信息仅供参考)：白色至类白色或黄色粉末，溶于水：

100mg/ml

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： -20°C