

## 稳定剂 SHE-50 说明书

中文名称：稳定剂 SHE-50

英文名称：Stability HE50

$(\text{CH}_2\text{CHOHCH}_3)_n$

分子量：65000~80000

含量： $\geq 99.0\%$

水分： $< 0.50\%$

重金属: <0.001%

硫酸盐: <0.006%

pH (Using range): 3.0~11.0

参考用量: 0.3~0.75%

性状(以下信息仅供参考): 白色粉末

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)防止酶免 TMB 及生化等底物反应快速沉淀、抗溶液沉淀; 可与 CCD 或 PPCD 联用

保存: RT