

纤溶酶原说明书

中文名称：纤溶酶原

英文名称：Plasminogen

其他名称：纤维蛋白溶酶原；血纤维蛋白溶酶原

CAS 号：9001-91-6

级别：BR

比活力： $\geq 2.0\text{u/mg protein}$

活力定义: One unit will produce one micromole of p-Nitroanilide from D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide per minute at pH 7.5 at 37 ° C. Activity is determined after activation to plasmin with urokinase

性状(以下信息仅供参考): 固体。溶液应储存在含 20mM 赖氨酸的中性 pH 缓冲液中。蛋白质应尽量浓缩。分成小份在-20℃下冻存，可稳定保存几周

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: 2~8℃