

乳酸过氧化物酶说明书

中文名称：乳酸过氧化物酶

英文名称：Lactoperoxidase from bovine milk; Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase

CAS 号：9003-99-0

级别：BR

活力： $\geq 35\text{u/mg}$

活力定义：One unit reduces one micromole of hydrogen peroxide per minute at 25°C, pH 6.0

产品描述: A glycoprotein with a hemin prosthetic group which may occur as a mixture of two isozymes. It has a molecular weight of 77500 daltons.

性状(以下信息仅供参考): 淡褐色粉末。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: -20℃