

甘氨酸锌说明书

中文名称：甘氨酸锌

英文名称：Zinc Glycinate

其他名称：甘氨酸络合锌；甘氨酸螯合锌；2 水甘氨酸锌

CAS 号：7214-08-6

$Zn (NH_2CH_2COO)_2 = 213.5$

级别：BR

含量： $\geq 99.0\%$

锌含量： 29.0~30.6%

氮含量： 12.0~13.1%

氯化物： $\leq 0.05\%$

硫酸盐： $\leq 0.05\%$

重金属： $\leq 0.002\%$

干燥失重： $\leq 0.5\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色粉末，无味，熔点 282℃，微溶于



水，易溶于弱酸性水中，不溶于醇、醚等有机溶剂，稳定性好

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT