

多聚左旋赖氨酸溶液说明书

中文名称：多聚左旋赖氨酸溶液

英文名称：Poly-L-lysine solution

其他名称：多聚-L-赖氨酸；聚-L-赖氨酸氢溴酸盐；多聚赖氨酸氢溴酸盐

CAS 号：25988-63-0

分子量：150,000~300,000



级别: BR

浓度 Concentration: 0.01 % (w/v) in H₂O

性状(以下信息仅供参考): 无色或黄色透明液体, 使用前需先灭菌处理

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)促进细胞吸附性和粘附作用

保存: RT