

## 磷脂酰丝氨酸说明书

中文名称：磷脂酰丝氨酸

英文名称：Phosphatidylserine;

其他名称：丝氨酸磷脂；二酰甘油酰磷酸丝氨酸；3-sn-磷脂酰-L-丝氨酸；L- $\alpha$ -磷脂酰-L-丝氨酸；1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷酸基-L-丝氨酸

CAS 号：51446-62-9

C42H82NO10P=792.08

级别：BR

**Phosphatidylserine:** 20~22%

**Phosphatidylcholine:** 12~20%

**Phosphatidylethanolamine:** 8~16%

**Phosphatidylinositol:** 4~12%

**Peroxide value:**  $\leq 5$

**Moisture(K.F.):**  $\leq 1.5\%$

**性状(以下信息仅供参考):** 本品是大豆提取。淡黄或黄色粉末或固体，能乳化于水。不溶于乙醇、甲醇；溶于氯仿、乙醚、石油醚。人工合成物仅溶于氯仿。



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。

**保存：**RT