

磷酸转乙酰化酶说明书

中文名称：磷酸转乙酰化酶

英文名称：Phosphotransacetylase from *Bacillus stearothermophilus*;
Acetyl-CoA:orthophosphate acetyltransferase, Phosphate
acetyltransferase

其他名称：磷酸乙酰转移酶

CAS 号：9029-91-8

级别：BR



活力: ≥ 3000 units/mg protein (biuret)

活力定义: One unit will convert 1.0 μ mole of CoA to acetyl CoA per min at pH 7.4 at 25 ° C using acetyl phosphate as substrate

Protein: $\geq 20\%$

性状(以下信息仅供参考): 粉末

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)供辅酶 A 效价测定

保存: -20°C