

## 聚苯乙烯树脂说明书

中文名称：聚苯乙烯树脂

英文名称：Polystyrene resin;

其他名称：二乙烯基苯与苯乙烯的共聚物；芳族的合成吸附剂；色谱载体；铬姆沙伯 102；苯乙烯-二乙烯苯共聚物；苯乙烯-二乙烯基苯共聚物；StratoSpheres™ PL-PS/DVB 树脂；聚(苯乙烯-co-二乙烯基苯)；聚苯乙烯交联二乙烯苯；聚苯乙烯树脂交联

CAS 号：9003-70-7

级别：BR

**胶联度 DVB:** 2%

**颗粒度:** 100-200 目或 200-400 目

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)多肽合成用树脂

**提醒事项:** 订购请告知取代度（即基团载量）