

几丁质酶说明书

中文名称：几丁质酶

英文名称：Chitinase from *Serratia marcescens*; Chitodextrinase;
Poly(1,4- β -[2-acetamido-2-deoxy-D-glucoside]) glycanohydrolase

其他名称：壳多糖酶

CAS 号：9001-06-3

级别：BR

活力： ≥ 200 units/g solid

活力定义: One unit will liberate 1.0 mg of N-acetyl-D-glucosamine from chitin per hour at pH 6.0 at 25 ° C in a 2 hour assay (One new 1 hour unit = approx. 50 old 48 hour units)

性状(以下信息仅供参考): 粉末, Essentially salt free

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)催化几丁质水解生成 N-乙酰葡萄糖胺反应的酶。

保存: -20°C, 保质期 3 年