

顺式-D-羟脯氨酸说明书

中文名称：顺式-D-羟脯氨酸

英文名称：cis-4-Hydroxy-D-proline;

其他名称：顺式-4-羟基-D-脯氨酸；4-羟基脯胺基乙酸；别羟基-D-脯氨酸；顺式-D-别羟脯氨酸；4-羟基脯氨酸；顺-4-羟基-D-脯氨酸

CAS 号：2584-71-6

$C_5H_9NO_3=131.13$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

比旋光度： $57 \sim 59^\circ$ (c=2 in H₂O at 25°C)

性状(以下信息仅供参考)： 白色粉末， 溶于水： 100mg/ml。 熔点
243°C

用途： 本品仅供科研， 不得用于其它用途

保存： RT