

## 树枝型多聚赖氨酸说明书

中文名称：树枝型多聚赖氨酸

英文名称：Poly-L-lysine free polybase

其他名称：多聚左旋赖氨酸碱；多聚-L-赖氨酸游离碱；聚-L-赖氨酸  
氢游离碱；多聚赖氨酸游离碱

分子量：20,000~40,000

级别：细胞转染级

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色或褐色粉末或固体。本品属

于树枝型，溶于水(如要溶于 DMSO，大概溶解比例是 20 毫升溶解 0.1 克，溶解前先用少量水溶解下再用 DMSO 溶解)

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于细胞转染

**保存：**-20℃