

3,3,5,5-四甲基联苯胺溶液(单组份)

说明书

中文名称：3,3,5,5-四甲基联苯胺溶液(单组份)

英文名称：3,3,5,5-Tetramethyl benzidine solution liquid-1 component

其他名称：TMB 游离酸溶液(单组份)； TMB 溶液(单组份)

CAS 号：54827-17-7

级别：Biotechnology Grade

pH @25C: 5.0~7.0



性状(以下信息仅供参考): 无色或黄色液体

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(注意)。A soluble reagent specially formulated for measuring peroxide in ELISA systems(注意，该产品主要用于 ELISA 实验检测过氧化物酶的即用型溶液组分)

保存: 2~8℃，避光