

1-苯基-3-吡唑烷酮说明书

中文名称：1-苯基-3-吡唑烷酮

英文名称：Phenidone； 1-Phenyl-3-pyrazolidone； 1-Phenyl-3-pyrazolidinone

其他名称：菲尼酮； 菲尼酮 A； 3-甲基-1-苯基-吡唑啉-5-酮； 1,3,5-吡唑啉酮； 3-甲基-1-苯基-2-吡唑啉-5-酮； 1-苯基-3-吡唑啉酮； 1-苯基-3-氧-1,2-二氮杂茂； 1-苯基-3-吡唑酮； 1-苯-3-吡唑啉酮

CAS 号： 92-43-3

C₉H₁₀N₂O=162.19

级别： 试剂级

纯度： $\geq 98.0\%$

熔点： 119~122℃

氢氧化钠溶解试验： 合格

性状(以下信息仅供参考)： 无色片状或针状结晶。1g 溶于 10ml 沸水或 10ml 热乙醇、37.5ml 沸苯。易溶于稀的碱性或酸性溶液，几乎不溶于乙醚和石油醚。

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)显影剂。

保存： RT， 避光