

苏丹III说明书

中文名称：苏丹III

英文名称：Sudan III； Fat ponceau G； Sudan red； Cerasin red； Oil red； Solvent red 23； Tony red； Tetraazobenzene- β -naphthol, 1-(p-Phenylazophenylazo)-2-naphthol； Sudan red BK

其他名称：三号苏丹红；黄光油溶红；油红；苯基偶氮（4-偶氮-1）-2-萘酚；苏丹III；苏丹红III；1-[4-(苯基偶氮)苯基偶氮]-2-萘酚；溶剂红 23；苯偶氮苯偶氮-2-萘酚；透明红 HRR

CAS 号：85-86-9

C22H16N4O=352.39

级别：高纯

含量：≥90%

性状(以下信息仅供参考)：红棕色粉末。易溶于苯，溶于氯仿、冰乙酸、乙醚、乙醇、丙酮、石油醚、不挥发油、热甘油和挥发油，不溶于水。熔点 195℃。最大吸收波长 507(354)nm。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)生物染色剂，如脂肪及其类似物质染色，苏丹III可以用油红 O 代替

保存：RT