

## 还原辅酶 I 二钠盐说明书

中文名称：还原辅酶 I 二钠盐

英文名称： $\beta$ -NADH； $\beta$ -DPNH； $\beta$ -Nicotinamide adenine  
dinucleotide reduced disodium salt；Coenzyme I reduced disodium  
salt；Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt

其他名称：还原型辅酶 I 二钠盐；硝酸还原酶；硝基乙酰胺维生素  
B4；烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠； $\beta$ -烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠

CAS 号：606-68-8

C<sub>21</sub>H<sub>27</sub>N<sub>7</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>14</sub>P<sub>2</sub>=709.40

级别：BR

含量：≥98.0%

鉴别：合格

性状(以下信息仅供参考)：白色或黄色粉末，溶于水

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：2~8℃