

还原辅酶 II 四钠盐说明书

中文名称：还原辅酶 II 四钠盐

英文名称：β-NADPH; β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2' -
phosphate reduced tetrasodium salt ; 2' -NADPH, Coenzyme II
reduced tetrasodium salt; NADPH Na₄; TPNH₂ Na₄;
Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt;
Dihyronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt

其他名称：烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸四钠盐；烟酰胺腺嘌呤双核
苷酸磷酸四钠盐

CAS 号：42934-87-2

C21H26N7Na4O17P3=833.35

级别：BR

含量：≥95%(HPLC)

性状(以下信息仅供参考)：白色或黄色粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)通常作为电子供体，是很多氧化还原酶(包括一氧化氮合成酶)的辅助因子

保存：2~8℃