

## 单宁酶说明书

中文名称：单宁酶

英文名称：Tannase from *Aspergillus ficuum*; Tannin acyl Hydrolase

其他名称：鞣酸酶；丹宁酶；单宁酯酰水解酶

CAS 号：9025-71-2

级别：BR

活力：≥200 U/g



**活力定义:** 1 U corresponds to the amount of enzyme which changes the absorbance at 310 nm by 1.0 per minute at pH 4.7 and 30° C (tannic acid as substrate, final volume 3 ml)

**性状(以下信息仅供参考):** 白色粉末, 由曲霉属等微生物发酵生产

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)可水解没食子酸单宁中的酯键和缩酚羧键, 生成没食子酸和葡萄糖

**保存:** 2~8°C