

## Tfil 内切酶说明书

中文名称：Tfil 内切酶

英文名称：Tfil

级别：BR

浓度：10000units/ml

反应条件：CutSmart 缓冲液，65℃

37℃ 时活性：10%



**甲基化敏感性：**对哺乳动物基因组 DNA CpG 甲基化敏感

**在不同反应缓冲液的活性：**

**Buffer 1.1:** 50%

**Buffer 2.1:** 100%

**Buffer 3.1:** 100%

**CutSmart Buffer:** 100%

**性状(以下信息仅供参考)：**液体，CutSmart、重组酶、省时酶

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。



保存: -20℃