

4-氨基-2,3-二甲基偶氮苯说明书

中文名称：4-氨基-2,3-二甲基偶氮苯

英文名称：Fast garnet GBC base; 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene; Tolueneazo-aminotoluene; o-Tolueneazo-o-toluidine; o-Aminoazotoluene; 5-(o-olylazo)-2-aminotoluene; Solvent yellow; Toluazotoluidine; C.I. 11160

其他名称：4-氨基-2',3-二甲基偶氮苯；甲苯偶氮氨基甲苯；邻甲苯偶氮邻甲苯胺；邻氨基偶氮甲苯；溶剂黄 3；2-甲基-4-[(2-甲苯基)偶氮]苯胺；溶剂黄 3；坚牢酱紫 GBC 色基；2-氨基-5-偶氮苯

CAS 号：97-56-3

C₁₄H₁₅N₃=225.29

级别: BR

纯度: $\geq 97.0\%$ (HPLC)

性状(以下信息仅供参考): 金黄色至微红棕色结晶。溶于乙醇、乙醚、氯仿、丙酮、甲苯和油脂类,不溶于水。

用途: 本品仅供科研,不得用于其它用途。

保存: RT