

## $\beta$ -葡萄糖苷酸酶说明书

中文名称： $\beta$ -葡萄糖苷酸酶

英文名称： $\beta$ -Glucuronidase from bovine liver;  $\beta$ -D-Glucuronide glucuronosohydrolase

其他名称： $\beta$ -葡糖苷酸酶； $\beta$ -葡萄糖醛酸甙酶； $\beta$ -葡萄糖醛酸苷酶； $\beta$ -葡萄糖醛酸酶

CAS 号：9001-45-0

级别：BR

类型：Type B-1

**提取来源：**牛肝

**活力：** $\geq 1000$ units/mg solid

**活力定义：**One Sigma or modified Fishman unit will liberate  $1.0 \mu\text{g}$  of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at  $37^{\circ}\text{C}$  at pH 5.0 (30 min assay)

**Contains:** 15% salts

**性状(以下信息仅供参考)：**白色至黄褐色或褐色粉末，最佳 PH：  
5.0，最佳温度： $37^{\circ}\text{C}$

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)是一种具有生物催化剂功能的蛋白质。



保存: -20℃