

4-（2-吡啶偶氮）间苯二酚钠盐

说明书

中文名称：4-（2-吡啶偶氮）间苯二酚钠盐

英文名称：PAR sodium salt; 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt

其他名称：吡啶-(2-偶氮-4)间苯二酚一钠盐；4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚单钠盐一水物

CAS 号：16593-81-0

$C_{11}H_8N_3NaO_2 \cdot H_2O = 255.21$

级别：IND

纯度：≥95.0%

Maximum UV absorption: 411 nm

性状(以下信息仅供参考): 橙棕色至棕色结晶粉末。易溶于水和乙醇，水溶液呈黄色，不溶于乙醚。最大吸收波长 411nm。有刺激性。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)络合指示剂，测定铋、镉、铜、镓、汞、铟、锰、镍、铅、钍、铊(III)、锌、镧系离子等。光度测定钴、铋、铜、镓、铟、锰、钼、铌、镍、钨、钇、铅、钡、铯、钪、钽、钛、铊(III)、钒和镧系离子

保存：RT，避光