

3,3,-二氨基联苯胺说明书

中文名称：3,3,-二氨基联苯胺

英文名称：DAB；3, 3-Diamonobenzidine；3,3',4,4'-

Biphenyltetramine；Biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine

其他名称：3,3',4,4'-联苯四胺；3,3'-二氨基二苯胺；3,3',4,4'-四氨基
联苯；3,4,3',4'-四氨基联苯；3:3-二胺联苯胺

CAS 号：91-95-2

C12H14N4=214.27

级别：BR

含量: $\geq 98.0\%$

熔点: 172~180°C

性状(以下信息仅供参考): 暗红色或棕色结晶粉末。对光敏感。露置在空气中迅速变深。溶于稀酸和热水。最小致死量(大鼠, 经口)3000mg/kg。有致癌可能性

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)光度法测定硒的试剂。过氧化酶底物。

保存: 2~8°C, 避光