

# 3,3,5,5-四甲基联苯胺终止溶液

## 说明书

中文名称：3,3,5,5-四甲基联苯胺终止溶液

英文名称：TMB-Stop solution

级别：BR

**产品描述：** Upon addition of stop reagent solution to the reaction mix of peroxidase and TMB substrates. The resulting yellow chromogen is quantitated at 450nm. Stop solution is ordered separately

**性状(以下信息仅供参考)：** 液体



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途

**保存：**2~8℃，避光