

AluI 内切酶说明书

中文名称：AluI 内切酶

英文名称：AluI

其他名称：限制性核酸内切酶 AluI

CAS 号：81295-04-7

级别：BR

浓度：10000units/ml

反应条件: CutSmart 缓冲液, 65°C

热失活: 80°C 20 分钟

甲基化敏感性: 对 dam、dcm 及哺乳动物 CpG 甲基化均不敏感

在不同反应缓冲液的活性:

Buffer 1.1: 25%

Buffer 2.1: 100%

Buffer 3.1: 50%

CutSmart Buffer: 100%



性状(以下信息仅供参考): 液体, CutSmart、重组酶、省时酶

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它