

碘化丙啶说明书

中文名称：碘化丙啶

英文名称： PI; Propidium iodide; 3,8-Diamino-5-(diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide

其他名称：碘化丙啶

CAS 号： 25535-16-4

C₂₇H₃₄I₂N₄=668.39

级别： BR

含量: $\geq 94.0\%$ (HPLC)

浓度: 1.0 mg/ml in water

性状(以下信息仅供参考): 清澈红色或紫红色液体

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: 2~8℃