

丹磺酰氯说明书

中文名称：丹磺酰氯

英文名称：DNSCl ; 1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylchloride; Dansyl chloride; 5-Dimethylamino-1-naphthalene sulfonyl chloride

其他名称：5-二甲氨基-1-萘磺酰氯；丹酰氯；1-二甲氨基萘-5-磺酰氯；5-二甲氨基萘-1-磺酰氯；氯化-1-二甲氨基萘-5-磺酰；5-二甲氨基-1-萘磺酰氯

CAS 号：605-65-2

C₁₂H₁₂ClNO₂S=269.75

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

熔点：72~74℃

性状(以下信息仅供参考)：黄色或橙色结晶。对湿敏感。溶于丙酮、吡啶、苯和二氧六环，不溶于水，极缓慢地被水分解。可在氯化钙干燥器中稳定数月。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)酚类和蛋白质、氨基酸的荧光标记。色谱试剂

保存：-20℃，避光