

变色酸二钠盐说明书

中文名称：变色酸二钠盐

英文名称：Chromotropic acid disodium salt dihydrate; Disodium Chromotropate dihydrate; 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt; 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt; Chromogen C; Chromotropic acid disodium salt; Mordant Brown 7

其他名称：变色酸钠；1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸钠二水物；4,5-二羟基萘-2,7-二磺酸二钠盐二水物；铬变酸二钠

CAS 号：5808-22-0

$C_{10}H_6Na_2S_2O_8 \cdot 2H_2O = 400.29$

级别：试剂级

纯度： $\geq 98.0\%$

对硝酸盐灵敏度试验：合格

对甲醛灵敏度试验：合格

性状(以下信息仅供参考)：白色至灰色、米黄色或浅棕色粉末。接触空气易变色，实际商品常带有色泽。易溶于水，微溶于乙醇，溶液呈浅褐色。有刺激性

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)铬、钛和甲醛的光度测定。铬、汞、银、钛、氯酸盐、甲醛、硝酸盐、亚硝酸盐的检定。亚甲二氧基的薄层色谱测定。生物材料中乙二醇的测定



保存：RT，避光