

## 变色酸说明书

中文名称：变色酸

英文名称：Chromotropic acid; 1,8-Dihydroxynaphthylene-3,6-disulfonic acid; 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid

其他名称：铬变酸; 1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸; 4, 5-二羟基-2, 7-萘二磺酸; 比色酸

**CAS 号：**148-25-4

**C<sub>10</sub>H<sub>8</sub>O<sub>8</sub>S<sub>2</sub>=320.30**

级别：CP

**灵敏度试验：**合格

**盐酸溶解试验：**合格

**性状(以下信息仅供参考)：**白色或灰白色针状结晶或粉末。接触空气易变色。实际商品常带有色泽。溶于盐酸

**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)铬、钛和甲醛的光度测定；铬、钛、氯酸盐、甲醛、硝酸盐和亚硝酸盐的检定；偶氮染料中间体

**保存：**RT，避光