

二甲苯青 FF 说明书

中文名称：二甲苯青 FF

英文名称：Xylene cyanole FF; Acid blue 147; Cyanol FF; XC; Xylene
Cyanole FF

其他名称：酸性蓝 147; 氰醇二甲苯

CAS 号：2650-17-1

$C_{25}H_{27}N_2NaO_6S_2=538.61$

级别：IND

含量: $\geq 70.0\%$

Em(614nm,methanol): > 46000

性状(以下信息仅供参考): 蓝绿色至深绿色或蓝黑色粉末。溶于水。

熔点 295°C

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)一种跟踪染料, 用于琼脂糖核酸电泳或 DNA 测序的聚丙烯酰胺凝胶电泳。

保存: RT