

二苯胺磺酸钠说明书

中文名称：二苯胺磺酸钠

英文名称：Diphenylaminesulfonic acid sodium salt; Sodium diphenylamine-4-sulfonate

其他名称：二苯胺-4-磺酸钠；4-(苯氨基)苯磺酸单钠盐；4-二苯胺磺酸钠；二苯胺对磺酸钠；二苯基氨基-4-磺酸钠

CAS 号：6152-67-6

$C_{12}H_{10}NNaO_3S=271.27$

级别：IND

对硝酸盐灵敏度：合格

对氧化剂灵敏度：合格

水中溶解试验：合格

性状(以下信息仅供参考)：白色或浅黄色结晶性粉末。对湿敏感。溶于水 and 热乙醇。最大吸收波长 290～295nm(水中)。有刺激性

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)氧化还原指示剂

保存：RT，避光