

## 固黑 K 盐说明书

中文名称：固黑 K 盐

英文名称：Fast Black K Salt; Fast Black K Salt hemi(zinc chloride) salt;  
Azoic                      Diazo                      No.                      38; 2,5-Dimethoxy-4-(4-nitrophenylazo)benzenediazonium chloride zinc double salt; 4-Amino-2,5-dimethoxy-4'-nitroazobenzene diazotated zinc double salt

其他名称：固黑 K; 固黑 K 半氯化锌盐; 2,5-二甲氧基-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯重氮(T-4)-四氯锌酸盐; 耐晒黑 K 盐; 4-氨基-2,5-二甲氧基-4-硝基偶氮苯重氮盐

CAS 号：64071-86-9

C<sub>14</sub>H<sub>12</sub>N<sub>5</sub>O<sub>4</sub> • 1/2ZnCl<sub>4</sub>=417.88

级别: Practical grade

**Dye content:** ~30%

**性状(以下信息仅供参考):** 枣红色或棕色粉末, 易溶于水, 熔点为 150°C (分解)。λ max 457 nm

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)染色剂

**保存:** RT