

甘油三酯说明书

中文名称：甘油三酯

英文名称：Trilaurin; 2-Dodecanoyloxy-1-(Dodecanoyloxymethyl)Ethyl]
Dodecanoate; Dodecanoic Acid [2-(1-Oxododecoxy)-1-(1-
Oxododecoxymethyl)Ethyl] Ester; Lauric Acid [2-Lauroyloxy-1-
(Lauroyloxymethyl)Ethyl] Ester

其他名称：1,2,3-丙三醇三(十二烷酸)酯；甘油三月桂酸酯；三月桂
精；三月桂酸甘油酯；月桂脂；月桂酸甘油酯；十二酸甘油三酯

CAS 号：538-24-9

C39H74O6=639.01

级别：试剂级

纯度：≥98.0%

熔点：44~49℃

性状(以下信息仅供参考)：白色粉末，不溶于水，溶于乙醇、乙醚，
极溶于丙酮和苯

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：2~8℃